

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Fantôme OCT Pyramidal Négatif, pas de 40 µm



Stock **#71-283** 1 In Stock

-

1

+

€875^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€875,00 prix unitaire
Qté 5-9	€787,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Pyrimid Phantom	

Propriétés physiques et mécaniques

	Dimensions (mm):
20 x 20	
	Step Thickness:
50µm	

40µm	Step Size:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Fantômes d'étalement des points, multicouches, pyramides et multifonctions disponibles
 - Options de mires positives et négatives
 - Idéaux pour l'étalonnage des appareils OCT
- Les Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT) constituent un échantillon contrôlé permettant de tester et d'étalonner les systèmes OCT, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des mesures. Ces fantômes homogènes aux propriétés optiques bien caractérisées sont disponibles dans les modèles d'Étalement des Points, Multicouches, Pyramides et Multifonctions, offrant une gamme d'options d'étalonnage OCT. En outre, ces fantômes permettent de valider les algorithmes de traitement d'image et les protocoles d'assurance qualité, ce qui garantit la cohérence dans les environnements cliniques et de recherche. Les Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT) sont idéaux pour tester la résolution spatiale en profondeur en 3D des dispositifs d'imagerie OCT ainsi que pour tester les logiciels et algorithmes de traitement d'images.
- Étalement des points : Distribution 3D de nanoparticules de FeO <1 µm encastrées dans un polymère.
 - Multicouches : Multicouches de 50 µm d'épaisseur, imitant un tissu aux propriétés optiques connues.
 - Pyramide : Forme pyramidale avec des pas de 40 µm et une profondeur de pas de 50 µm, disponible en positif ou en négatif.
 - Multifonctions : Mre USAF, alignement réticule, ouverture, fonction d'étalement des points et réseaux de Ronchi annotés