

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Objectif à Contraste de Phase Olympus PLN 40X, Ph2



Stock **#87-012** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€1.140⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.140,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
PLN40XPH	Numéro de Modèle:
Microscope Objective	Type:
Phase Contrast	Style:
Olympus	Fabricant:
Remarque:	

Requires Ph2 phase annulus for phase contrast observation

Propriétés physiques et mécaniques

0.55 Champ de Vision (mm):

44.27 Longueur de Filetage Extérieur (mm):

24 Diamètre Max. (mm):

Propriétés optiques

0.17 Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):

4.50 Distance Focale FL (mm):

40X Grossissement:

0.65 Ouverture Numérique NA:

0.52 Pouvoir de Résolution (µm):

0.65 Profondeur de champ (µm):

0.6 Distance de Travail (mm):

22 Numéro de Champ:

45 Parfocal Length (mm):

N/A Liquide d'Immersion :

1041 Profondeur de Mise au Point (µm):

Filetage & montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI Filetage:

Conformité réglementaire

Visionner Certificate of Conformance:

Description produit

- Achromat à champ plat pour des images nettes et sans distorsion
- Correspondance précise des anneaux de phase (Ph1, Ph2, Ph3) pour un contraste optimal
- Disponibles en plusieurs grossissements (10X, 20X, 40X) plus une option d'immersion dans l'huile 100X
- Optimisés pour le système optique UIS2, assurant une intégration parfaite avec l'Olympus CX43

Les Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN fournissent une imagerie de haute performance pour une analyse cellulaire précise sur le microscope [Olympus CX43](#). Ces objectifs sont conçus pour une imagerie à contraste de phase précise, quel que soit le grossissement, et offrent un excellent contraste et une correction du champ plat. Conçus spécifiquement pour le système optique UIS2, ils fournissent des images nettes et d'une grande clarté, idéales pour les spécimens vivants non colorés. Les Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN, tels que l'huile 10XPh1 (#86-935) et 100XPh3 (#87-013), garantissent des résultats fiables dans une large gamme d'applications biologiques. Leur qualité constante et leur compatibilité avec les condensateurs à contraste de phase Olympus standard en font un choix de confiance pour les laboratoires professionnels.