

TECHSPEC® 0,5X, 1" Monture C, Objectif Télécentrique PlatinumTL™



0.5X Magnification



Stock **#62-911** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
172.90

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
16.09mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
22.13mm

Filetage Filtre:

M86 x 1.00 (Female)
Diamètre Max. (mm): 90.0
Poids (g): 1061
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 32.19mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.041
Numéro de Stock Equerre de Montage: #63-441 Sold Separately
Distance de Flange (mm): 17.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 28.32mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (7)
Remarque: CobaltTL
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 18.1mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.252
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.041
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.5X
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 175
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm): ±4.16mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 28.4 x 20.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner