


Mire en Damier Verre, 20 x 20 mm



Glass Checkerboard Calibration Target

Stock #15-974 3-4 JOURS



1



€525,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€525,00

Qté 5+

€499,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:

Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)

Substrat:

Float Glass

Taille de Motif (mm):

0.2 x 0.2 ±0.002

Dimensions (mm): 20 x20 ±0.10
Épaisseur (mm): 1.52 ±0.10
NIST Certification: No

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

