


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



25 - 30° C Temp Range, Liquid Crystal Dot Sticker (30/Pack)

Stock #16-782 3-4 JOURS

-

1

+

€16,80

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€16,80
Qté 6+
€14,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Température d'Utilisation (°C):
+25 to +30

Température d'Utilisation (°F):
77 - 86

Diamètre (pouces):
1.00

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
