

TECHSPEC®

Tube d'Extension M90 x 1, 25 mm de longueur



M90 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

Stock **#13-963** 3-4 JOURS



1



€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

