

TECHSPEC®

# Tube d’Extension M95 x 1, 25 mm de longueur



M95 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

Stock **#13-969** 3-4 JOURS



1



€135,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€135,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:  
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

