

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable



Stock **#89-403** [CONTACT](#)



1



€59,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€59,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Camera Accessory

Longueur du Câble (m):
2

Connecteur:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

