

Mire à damier verre opale, 30 x 30 mm



Opal Checkerboard Calibration Target

Stock #12-198 3-4 JOURS



1



€482,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€482,00

Qté 5+

€458,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:

Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)

Substrat:

Opal Glass

Taille de Motif (mm):

0.4 x 0.4 ±0.002

Dimensions (mm): 30 x30 ±0.10
Épaisseur (mm): 1.52 ±0.10
NIST Certification: No

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

