

TECHSPEC®

Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 100 mm de longueur



6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913



Stock #64-909 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€115,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€115,00

Qté 6+

€92,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Barre d'Homogénéisation Compatible (mm):

100.00

Ouverture de la Barre d'Homogénéisation Compatible
(mm):
4.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)