

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Glass Checkerboard Calibration Target

Stock #15-977 3-4 JOURS



1



€692,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€692,00
Qté 5+
€658,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Traitement: Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)
Substrat: Float Glass
Taille de Motif (mm): 0.8 x 0.8 ±0.002

Dimensions (mm): 50 x 50 ±0.10
Épaisseur (mm): 1.52 ±0.10
NIST Certification: No

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme
