

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Opal Checkerboard Calibration Target

Stock #12-200 3-4 JOURS



1



€654,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€654,00

Qté 5+

€621,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:

Blue Chrome (reflectivity <7% @ 550nm)

Substrat:

Opal Glass

Taille de Motif (mm):

0.8 x 0.8 ±0.002

Dimensions (mm): 50 x 50 ±0.10
Épaisseur (mm): 1.52 ±0.10
NIST Certification: No

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme