

TECHSPEC®

Tube d'Extension M72 x 0,75, 5 mm de longueur



M72 x 0.75 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

Stock **#13-955** ☐ En Stock



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

