

TECHSPEC®

Tube d'Extension M95 x 1, 5 mm de longueur



M95 x 1 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

Stock **#13-967** 3-4 JOURS



1



€115,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€115,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

