


TECHSPEC®

Tube Espaceur Interne de 5 mm d'épaisseur



TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring



Stock **#11-196** ☒ En Stock

1

€23,10

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€23,10

Qté 5+

€20,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur (mm):
5.00

Diamètre Externe (mm):
28.05

Diamètre Interne (mm):

25

Function:

Spacer Ring

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Reach 223:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)