

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Glass Checkerboard Calibration Target

Stock #15-978 3-4 JOURS



1



€900,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€900,00
Qté 5+
€855,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)

Substrat:
Float Glass

Taille de Motif (mm):
1.0 x 1.0 ±0.002

Dimensions (mm): 60 x 60 ±0.10
Épaisseur (mm): 1.52 ±0.10
NIST Certification: No

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme