

TECHSPEC® Kit de Filtres Passe-Haut Dichroïques, 800 à 1200 nm, 25 mm de dia. (9 filtres)



Stock #15-103 3-4 JOURS

- 1 + **€1.325,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.325,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 25.00
Filtres Inclus: Cut-on Wavelengths: 800nm , 850nm , 900nm , 950nm , 1000nm , 1050nm , 1100nm , 1150nm , 1200nm
Type: Longpass Filter
Nombre de Filtres: 9

Durabilité Environnementale:
Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6
Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Résistance Physique:
Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
