

TECHSPEC® Collier de Montage, Métrique



Mounting Clamp, Metric, #59-476

Stock #59-476 3-4 JOURS



1



€109,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€109,00

Qté 5+

€96,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Hauteur (mm):
63.4

Diamètre Interne (mm):
31.5

Type:
Mounting Clamp

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Taille Base (mm):
63.5 x 38.1

Remarque:
Includes:
M6 x 1 x 12mm SHCS (4)
8-32 x 1/4" SHCS (4)

Base Thickness (mm):
6.6

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)