

TECHSPEC®

Ensemble d’Anneaux de Retenue Multi-Éléments



Multi-Element Retaining Ring Set

Stock **#37-774** 3-4 JOURS

-

1

+

€17,90

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€17,90

Qté 5+

€15,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Function:
Retainer Ring

Type de Filetage:
M29 x0.75

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Épaisseur (mm):
3.00

Diamètre Interne (mm):
25.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 233:
[Conforme](#)
