

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Pedestal Extender

Stock #16-313 3-4 JOURS

1 €9,90

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€9,90

Qté 5+

€9,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7, M6x1.0

Type:
Metric

Construction:
Stainless Steel

Longueur (mm):
14.00

Function:
Pedestal Extender

Post Diameter (mm):
25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 233:
[Conforme](#)

