

Extension de Pied 20,8 mm, M6, M4



Pedestal Extender

Stock #16-459 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€10,80

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€10,80

Qté 5+

€9,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7, M6x1.0

Type:
Metric

Construction:
Stainless Steel

Longueur (mm): 20.80
Function: Pedestal Extender
Post Diameter (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme

