

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Pedestal Extender

Stock #16-311 3-4 JOURS

-

1

+

€9,90

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€9,90
Qté 5+
€9,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Filetage: M4x0.7, M6x1.0
Type: Metric
Construction: Stainless Steel

Longueur (mm): 8.00
Function: Pedestal Extender
Post Diameter (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme
