

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Pedestal Extender

Stock #15-852 3-4 JOURS

-

1

+

€23,10

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€23,10
Qté 5+
€20,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7 (2)

Type:
Metric

Poids (kg):
0.19

Construction: Stainless Steel
Longueur (mm): 50.80
Function: Pedestal Extender
Post Diameter (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme

