

Tige à Pied, Métrique, 101,6 mm



Pedestal Post

Stock #15-844 3-4 JOURS

-

1

+

€38,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€38,50

Qté 5+
€34,70

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7

Type:
Metric

Poids (kg):
0.41

Construction: Stainless Steel
Longueur (mm): 101.60
Remarque: With M6x1.0 screw holes on the base
Function: Pedestal Post
Post Diameter (mm): 25.4
Diamètre Base (mm): 31.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme