

Tige à Pied, Métrique, 12,7 mm



Pedestal Post

Stock **#15-839** ☐ En Stock

-

1

+

€22,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€22,00

Qté 5+
€19,80

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7

Type:
Metric

Poids (kg):
0.06

Construction: Stainless Steel
Longueur (mm): 12.70
Remarque: With M6x1.0 screw holes on the base
Function: Pedestal Post
Post Diameter (mm): 25.4
Diamètre Base (mm): 31.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme

