

Tige à Pied, Métrique, 50,8 mm



Pedestal Post

Stock #15-842 3-4 JOURS

-

1

+

€26,40

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€26,40

Qté 5+

€23,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7

Type:
Metric

Poids (kg):
0.19

Construction: Stainless Steel
Longueur (mm): 50.80
Remarque: With M6x1.0 screw holes on the base
Function: Pedestal Post
Post Diameter (mm): 25.4
Diamètre Base (mm): 31.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme