

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Pedestal Post

Stock #15-843 3-4 JOURS

-

1

+

€30,80

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€30,80
Qté 5+
€27,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
M4x0.7

Type:
Metric

Poids (kg):
0.31

Construction: Stainless Steel
Longueur (mm): 76.20
Remarque: With M6x1.0 screw holes on the base
Function: Pedestal Post
Post Diameter (mm): 25.4
Diamètre Base (mm): 31.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme