

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Standard (with no In-Line Attachment), InfinitiTube, #56-125



Stock #65-609 [CONTACT](#)



1



€1.280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.280,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Numéro de Modèle:

InfinitiTube™ Standard 1.5X with Iris Diaphragm

Type:

Fixed Magnification Lens

Grossissement Primaire PMAG

Objective Required

Monture:  
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Reach 224:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

