

Adaptateur Monture T vers Nikon Monture F



T-Mount to Nikon F-Mount Adapter

Stock #16-120 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€30,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€30,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Remarque:
Converts M42 x 0.75 (T-Mount) thread to Nikon F-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

