

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



T-Mount Adapter

Stock #16-119 3-4 JOURS

1

€30,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€30,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Remarque:
Converts M42 x 0.75 (T-Mount) thread to Olympus Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

