


TECHSPEC®

Monture pour Conduit Lumineux, 1/4-20



1/4-20 Light Pipe Mounting Bracket, #64-922



Stock **#64-922** CONTACT

-

1

+

€77,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€77,50
Qté 6+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

