

TECHSPEC® Ensemble d'Anneaux de Retenue Multi-Éléments

Multi-Element Retaining Ring Set

Stock #37-774 3-4 JOURS- 1 + **€17,90****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-4

€17,90

Qté 5+

€15,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Function:
Retainer Ring**Type de Filetage:**
M29 x 0.75**Construction:**
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Épaisseur (mm):
3.00

Diamètre Interne (mm):
25.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 233:
[Conforme](#)
