

TECHSPEC® 12,5/12,7mm Diamètre, Support de Lentilles Simples ou Fines, Monture T



Stock #52-933 **5 In Stock**

- 1 + €72.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€72,00 prix unitaire
Qté 5-9	€67,80 prix unitaire
Qté 10-25	€64,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Type:**

Circular **Type d'Optique:**

Function:

