

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Platine 40 x 40mm, Filetage Métrique Micromètre



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



Stock #66-501 **1 In Stock**

- 1 + €780⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€780,00 prix unitaire
Qté 3+	€679,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Linear (Z) **Type de Mouvement:**

