


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Réticule pour Oculaire de Microscope, Échelle de 5 mm/ 100 Div., 19 mm de dia.



Stock **#54-419** FIN DE SÉRIE **3 In Stock**

-

 1

+

 €251⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€251,00 prix unitaire
Qté 5-9	€239,30 prix unitaire
Qté 10+	€225,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques	
19.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
1.50 ±0.1	Épaisseur (mm):
±3	Précision Totale (µm):
	Centrage (mm):

0.1	
	Largeur de Ligne (mm):
0.01	
	Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.002	

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Conforme	Reach 240:
----------	------------

Description produit

- Conçus pour un grossissement d'objectif de 1X
- Échelle de 5 ou 10 mm
- Épaisseur de 1,5 mm

Les Réticules de Transmission - Croix Micrométrique sont des disques de verre transparent marqués d'échelles ou de motifs, qui s'insèrent dans les oculaires de microscope au niveau du plan interne de l'image réelle. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Les Réticules de Transmission - Croix Micrométrique sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X. Ces réticules sont disponibles dans un diamètre de 19 ou 21 mm.