

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Cotons-Tiges, Boîte de 6" (10 sacs)



6" Length Box (10 Bags), Cotton-Tipped Swabs

Stock **#39-944** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €28²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€28,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Box (10 Bags) **Type:**
1,000 **Nombre de Coton Tiges:**

Propriétés physiques et mécaniques

6.00 **Longueur (pouces):**

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Conforme

Reach 235:

Description produit

- Non pelucheux
- Tiges en bois de 3" ou 6"
- Sachets, boîtes et caisses disponibles

Les Applicateurs de Coton-Tige sont idéaux pour les applications de nettoyage optique. Ils sont proposés avec des tiges en bois de 3" ou 6". Ces écouillons non stériles sont parfaits pour une multitude d'applications. Les Applicateurs de Coton-Tige ne peluchent pas pour mieux fonctionner dans les applications de nettoyage. Chaque sachet contient 100 cotons-tiges, chaque boîte contient 1.000 cotons-tiges et chaque caisse contient 10.000 cotons-tiges.