

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## Cotons-Tiges, 6" de Longueur, Carton (10 Boîtes)



6" Length Case (10 Boxes), Cotton-Tipped Swabs

Stock #56-925 **14 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €158<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€158,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Case (10 Boxes, 10 Bags per Box) **Type:**  
10,000 **Nombre de Coton Tiges:**

### Propriétés physiques et mécaniques

6.00 **Longueur (pouces):**

## Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

---

## Description produit

- Non pelucheux
- Tiges en bois de 3" ou 6"
- Sachets, boîtes et caisses disponibles

Les Appicateurs de Coton-Tige sont idéaux pour les applications de nettoyage optique. Ils sont proposés avec des tiges en bois de 3" ou 6". Ces écouillons non stériles sont parfaits pour une multitude d'applications. Les Appicateurs de Coton-Tige ne peluchent pas pour mieux fonctionner dans les applications de nettoyage. Chaque sachet contient 100 cotons-tiges, chaque boîte contient 1.000 cotons-tiges et chaque caisse contient 10.000 cotons-tiges.

---