

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

70 x 70mm Goniomètre Filetage Métrique, Rayon 150mm



TECHSPEC® Goniometers



+1

Stock

#66-536

CONTACT

-

1

+

€790^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€790,00 prix unitaire
Qté 3+	€688,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Metric	
	Résolution (arcmin):
5	

Propriétés physiques et mécaniques

Technical drawings of the 100mm x 100mm x 10mm 304 stainless steel plate. The drawings include a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square plate with a central hole (Ø 12.5) and four corner holes (Ø 12.5). The side view shows the plate thickness (10mm) and the central hole. The front view shows the plate with a central hole (Ø 12.5) and four corner holes (Ø 12.5). Dimensions are given in mm. The plate is made of 304 stainless steel.

B (mm)	English Gauge	Metric Gauge	A (mm)	D (mm)	C (mm)
120	#10-32	#10-32	130	100	12.5
150	#10-32	#10-32	160	130	12.4
180	#10-32	#10-32	190	160	12.4

R (mm)	English Stage	Metric Stage	A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	#66-527	#66-525	130	100	12.5
150	#66-533	#66-536	160	130	12.4
180	#66-534	#66-537	190	160	12.4