

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 70 x 70mm Goniomètre Filetage Impérial, Rayon 180mm



70mm, 180mm Radius, English Goniometer

Stock **#66-534** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €815⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-2	€815,00 prix unitaire
Qté 3+	€713,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

5 **Résolution (arcmin):**

Propriétés physiques et mécaniques

Goniometer **Type de Mouvement:**

