

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC

Coffret Ouverture: 7 Ouvertures



Aperture Kit for Achromat Prototyping Kit

Stock **#54-720** 1 In Stock

-

1

+

€168⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€168,00 prix unitaire
Qté 6-10	€156,30 prix unitaire
Qté 11-25	€149,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Prototyping Kit

Type:

Kit

Function:

Conformité réglementaire

