

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Cellule Achromatique: 2 Anneaux de Retenue & Coffret Ouverture (7 pcs)



Stock

#54-719

CONTACT

-

1

+

€300^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€300,00 prix unitaire
Qté 6-10	€264,60 prix unitaire
Qté 11-25	€244,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Prototyping Kit	Type:
Kit	Function:

Conformité réglementaire

Une paire d'achromats peut offrir une performance surprenante dans des applications d'imagerie. Le système permet l'expérimentation de différentes focales pour l'obtention d'une variété de grossissements et de champs de vision. Le format CCD et l'objet devront être placés à la distance focale de l'image et l'objet respectivement (voir diagramme). Le $f/\#$ de la lentille peut être varié en utilisant différentes ouvertures. Une propre mise au point peut être atteinte en utilisant des espaces de montage C. La cellule de prototype achromat peut se fileter directement sur le barillet hélicoïdal [#54-392](#) et les anneaux sont là pour fixer la position relative de la cellule. Les achromats de diamètre 12,5 mm seulement peuvent être utilisés avec ce système.

Aperture Diameter	Image Achromat Focal Length												
	14.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	60.0	75.0	80.0	90.0	100.0
10.60	1.32	1.89	2.36	2.83	3.30	3.77	4.25	4.72	5.66	7.08	7.55	8.49	9.43
8.00	1.75	2.50	3.13	3.75	4.38	5.00	5.63	6.25	7.50	9.38	10.00	11.25	12.50
6.00	2.33	3.33	4.17	5.00	5.83	6.67	7.50	8.33	10.00	12.50	13.33	15.00	16.67
4.00	3.50	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	15.00	18.75	20.00	22.50	25.00
3.00	4.67	6.67	8.33	10.00	11.67	13.33	15.00	16.67	20.00	25.00	26.67	30.00	33.33
2.00	7.00	10.00	12.50	15.00	17.50	20.00	22.50	25.00	30.00	37.50	40.00	45.00	50.00
Application Note: Achromat pairs used at moderate f/#s (f/4 - f/8) provide good aberration correction for applications that do not require wide fields of view.													

