

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Cellule Achromatique: 2 anneaux de Retenue Uniquement



Cell with Two Retainers for Achromat Prototyping Kit

Stock #58-255 2 In Stock

-

1

+

€168⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€168,00 prix unitaire
Qté 6-10	€148,00 prix unitaire
Qté 11-25	€136,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Prototyping Kit	Type:
Kit	Function:

Conformité réglementaire

