

[Afficher tous les 70 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Ensemble de Cube Filtre pour Fluorophore Cy5™ - Olympus**



Olympus Filter Cube #86-833



Stock **#67-010-OLY** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €1.350<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.350,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.215,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Type:  
Fluorescence Filter Kit

Fluorophore Compatible:  
CY5

Filtre d'Excitation:  
[#67-035](#)

[#67-038](#) **Filtre d'Émission:**

[#67-084](#) **Filtre Dichroïque:**

Olympus **Compatible Microscope Brand:**

## Propriétés optiques

[Fused Silica](#) (Coming 7980) **Substrat:**

Hard Coated **Traitement:**

604 - 644 **Bande d'Excitation (nm):**

672 - 712 **Bande d'Émission (nm):**

660.00 **Coupure Dichroïque (nm):**

604 - 712 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

The TECHSPEC® Cy5™ Filter Cube Set - Olympus contains a dichroic filter, an emission filter, and an excitation filter designed for the Cy5 spectrum. The emission filter has a wavelength range of 672 - 712nm to pass wavelengths within the Cy5 emission spectrum while the excitation filter has a wavelength range of 604 - 644nm to pass wavelengths within the Cy5 excitation/absorption spectrum.

**Built-to-Order Product:** Each product is assembled from stock components at the time of your order. If all components are in-stock, your product will typically ship within 3 - 5 days. If you have any questions about delivery or inventory status, please [contact us](#).

- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- [Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®](#) Non Montés Également Disponibles

Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un [Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®](#) et de deux [Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®](#) qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des [Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®](#) non montés sont également disponibles.

**Produit fait à la commande:** Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à [nous contacter](#) pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.