

[Afficher tous les 70 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Ensemble de Cube Filtre pour Fluor. DAPI (Haute Brilliance) - Olympus**



Olympus Filter Cube #86-833



Stock **#86-370-OLY** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €1.350<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €1.350,00 prix unitaire          |
| Qté 10+           | €1.215,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Fluorescence Filter Kit **Type:**

DAPI (High Brightness) **Fluorophore Compatible:**

[#84-093](#) **Filtre d'Excitation:**

**#84-095**      **Filtre d'Emission:**

**#86-330**      **Filtre Dichroïque:**

Olympus      **Compatible Microscope Brand:**

## Propriétés optiques

**Fused Silica** (Coming 7980)      **Substrat:**

Hard Coated      **Traitement:**

352 - 402      **Bande d'Excitation (nm):**

417 - 477      **Bande d'Émission (nm):**

409.00      **Coupure Dichroïque (nm):**

352 - 477      **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

## Conformité réglementaire

**Visionner**      **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde

- **Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®** Non Montés Egalement Disponibles

Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un **Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®** et de deux **Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®** qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des **Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®** non montés sont également disponibles.

**Produit fait à la commande:** Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à **nous contacter** pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.