

[Afficher tous les 70 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Ensemble de Cube Filtre pour Fluorophore DAPI (Haut Contraste) - Nikon



Olympus Filter Cube #86-833



Stock **#86-371-NKN**

CONTACT

-

1

+

€1.350⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.350,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.215,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Fluorescence Filter Kit	
Fluorophore Compatible:	
DAPI (High Contrast)	
Filtre d'Excitation:	
#84-094	

#84-095	Filtre d'Emission:
#86-330	Filtre Dichroïque:
Nikon	Compatible Microscope Brand:

Propriétés optiques

Fused Silica (Coming 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Traitement:
382 - 393	Bande d'Excitation (nm):
417 - 477	Bande d'Émission (nm):
409.00	Coupure Dichroïque (nm):
382 - 477	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

• Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
• Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
• Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
• **Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®** Non Montés Egalement Disponibles
Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un **Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®** et de deux **Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®** qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des **Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®** non montés sont également disponibles.

Produit fait à la commande: Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à **nous contacter** pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.