

[Afficher tous les 70 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Ensemble de Cube Filtres ICG – Zaber



Olympus Filter Cube #86-833



Stock **#86-381-ZSS** **NOUVEAU** **CONTACT**

⊖ 1 ⊕ €1.350⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.350,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.215,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Fluorescence Filter Kit

Fluorophore Compatible:
Indocyanine Green (ICG)

Filtre d'Excitation:
#84-105

#84-107 **Filtre d'Emission:**

#86-336 **Filtre Dichroïque:**

Compatible Microscope Brand:
Zeiss and Zaber

Propriétés optiques

Fused Silica (Coming 7980) **Substrat:**

Hard Coated **Traitement:**

748 - 789 **Bande d'Excitation (nm):**

814 - 851 **Bande d'Émission (nm):**

801.00 **Coupure Dichroïque (nm):**

748 - 851 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- **Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®** Non Montés Egalement Disponibles

Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un **Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®** et de deux **Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®** qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des **Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®** non montés sont également disponibles.

Produit fait à la commande: Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à [nous contacter](#) pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.