

[Afficher tous les 70 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC

Ensemble de Cube Filtres Qdot® 625 – Zaber



Olympus Filter Cube #86-833



Stock

#86-376-ZSS

NOUVEAU

CONTACT

-

1

+

€1.350⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.350,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.215,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Fluorescence Filter Kit	
Fluorophore Compatible:	
Qdot® 625	
Filtre d'Excitation:	
#86-349	

#86-357	Filtre d'Emission:
#86-332	Filtre Dichroïque:
Zeiss and Zaber	Compatible Microscope Brand:

Propriétés optiques

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Traitement:
415 - 455	Bande d'Excitation (nm):
618 - 633	Bande d'Émission (nm):
510.00	Coupure Dichroïque (nm):
415 - 633	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

• Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres

• Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires

• Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde

• **Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®** Non Montés Egalement Disponibles

Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un **Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®** et de deux **Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®** qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des **Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®** non montés sont également disponibles.

Produit fait à la commande: Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à **[nous contacter](#)** pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.