

TECHSPEC® Ensemble de Cube Filtre pour Fluorophore Qdot® 625 - Nikon



Olympus Filter Cube #86-833



Stock **#86-376-NKN** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €1.230⁸⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.230,85 prix unitaire
Qté 10-25	€1.119,61 prix unitaire
Qté 26-49	€1.056,78 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Fluorescence Filter Kit	Type:
Qdot® 625	Fluorophore Compatible:
#86-349	Filtre d'Excitation:
#86-357	Filtre d'Emission:
#86-332	Filtre Dichroïque:
Nikon	Compatible Microscope Brand:

Propriétés optiques

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: <input type="checkbox"/>
Hard Coated	Traitement:
415 - 455	Bande d'Excitation (nm):
618 - 633	Bande d'Émission (nm):
510.00	Coupure Dichroïque (nm):
415 - 633	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

DESCRIPTION PRODUIT

- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- **Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC®** Non Montés Egalement Disponibles

Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® sont conçus pour s'intégrer facilement aux microscopes Olympus ou Nikon communs. Chaque ensemble est constitué d'un **Filtre Dichroïque de Fluorescence TECHSPEC®** et de deux **Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®** qui ont été spécifiquement orientés de manière à atteindre une excitation et une émission optimales des fluorophores populaires. Pour une meilleure adaptabilité, les filtres peuvent être facilement retirés et remplacés pour répondre aux besoins de l'application. Des **Ensembles de Filtres de Fluorescence TECHSPEC®** non montés sont également disponibles.

Produit fait à la commande: Les produits sont montés à partir de composants standard lors de votre commande. Si tous les composants se trouvent en stock, le produit est expédié en 5 - 8 jours. N'hésitez pas à **nous contacter** pour plus d'informations sur les délais de livraison ou sur l'état des stocks.