

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449



Stock **#56-956** FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

-

1

+

€6,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€6,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

