

Sources de Lumière à LED Schott KL 2500

A white, rectangular electronic scale with a black cable and a black base. The scale has a circular display on the front and a small label with the brand name 'SCHENCK'. The cable is coiled and ends in a connector. The base is black and has a small label with the number '10'. The entire unit is set against a black background.

⊖ 1 ⊕ €1.530^{,00}

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.530,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Espace téléchargement

>50,000	Durée de Vie d'Utilisation (heures):
250.400	Numéro de Modèle:
Yes	Contrôle d'Intensité:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:

SCHOTT	Fabricant:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
114L x 231W x 137H	Dimensions (mm):
3.6	Poids (kg):
Propriétés optiques	
White	Couleur:
Electrical	
1,100	Sortie d'Eclairage (Lumens):
Connectivité matérielle & interfaçage	
24 DC	Tension d'Entrée (V):
Alimentation d'Énergie: Power Cord Required and Sold Separately: USA: #16-792 Europe: #18-492 Japan: #78-580 Korea: #16-792 China: #16-792 UK: #18-493 Switzerland: #18-494	
Environnement & durabilité	
5600	Température Couleur (K):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
- Gradation continue de 0 à 100%
- Différentes options de guides de lumière disponibles
- Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.

Informations techniques

